

# NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím doporučujeme pozorně přečíst.

**NÁZEV:** SADA KOUPACÍ VANY

**TYP:** SKV-30

**VÝROBCE:**



**EGO Zlín, spol. s r. o.**  
U Pekárny 438  
763 14 Zlín – Štípa  
Česká republika

IČO: 46902473  
tel: +420 577 100 031  
fax: +420 577 914 363  
[www.egozlin.cz](http://www.egozlin.cz)

*Výrobce je držitelem certifikátu kvality ISO 9001.*



## ÚČEL POUŽITÍ:

Sada koupací vany je určena ke koupeli pacienta přímo na lůžku. Pacient se může ve vaně nejen sprchovat, ale i koupat.

## POPIS VÝROBKU:

Obvod vany tvoří čtyři nafukovací komory, které jsou na čelních stranách spojeny pomocí popruhů s plastovou sponou a fixovány stuhovými uzávěry. Dno vany je v oblasti nohou opatřeno otvorem s odtokovým rukávem, který se uzavírá pomocí průvlečné spony.

Vana je vyrobená z textilního materiálu s nánosem TPU na rubové straně. Jednotlivé komory se nafukují /vyfukují přes plastový ventil se zátkou.

## Technické parametry:

Rozměry vany - vnější: 185 x 85 x 20 cm

Rozměry vany - vnitřní: 160 x 50 x 20 cm

Hmotnost vany: cca 1500 g

Hmotnost sady: cca 3500 g

Rozměry závěsné sprchy (celkové): 540 x 280 cm

Délka hadice závěsné sprchy: 2 m

Délka hadice sprchy na zdroj vody: SZ-10/6 - 6 m, SZ-10/10 - 10 m

**Příslušenství:**

- sprcha závěsná	SZ-20	- nafukovací polštář	KVP-02
- sprcha na zdroj vody	SZ-10	- opravná sada	KV-22
- hustilka šlapací	HS-10	- taška na sadu koupací vany	KV-21

**POSTUP POUŽITÍ:**

1. Vsuňte vanu ve vyfouknutém stavu pod pacienta tak, aby odtokový otvor byl umístěn na straně nohou (průvlečná spona na odtokovém rukávu má být vytažena co nejbližší k odtokovému otvoru vany).
2. Postupně nafoukněte jednotlivé komory a potom je vzájemně spojte pomocí spojovacích popruhů – komory nepřefukujte !!
3. Sprchu (SZ-10) po odšroubování perlátoru připojte ke zdroji teplé vody.
4. Pomocí sprchy vanu naplňte vodou (sprcha se ovládá páčkou u rukojeti).
5. Po umytí pacienta stáhněte sponu z odtokového rukávu a vypusťte vodu do přistavené nádoby.
6. Osušte pacienta a vyjměte vanu.
7. Vanu očistěte, desinfikujte a důkladně osušte.
8. Uskladněte ve vyfouknutém stavu.

**ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE:**

Koupací vanu lze čistit běžnými čisticími prostředky (saponáty, mýdlová voda apod.).

Pro desinfekci použijte běžné desinfekční prostředky dle pokynů uvedených výrobcem desinfekčního prostředku.

**POZOR!!** Nečistěte žádnými rozpouštědly, např. benzinem, acetonem, toluenem.

**ÚDRŽBA, OPRAVY:**

Pravidelně kontrolujte materiál, funkčnost a kompletnost výrobku (např. trhliny, oděry, stav po nafouknutí). Pokud zjistíte poškození, výrobek dále nepoužívejte a zajistěte jeho opravu, případně likvidaci.

**POZOR NA OSTRÉ HRANY A PŘEDMĚTY!** Výrobek, který je poškozen ostrými hranami či předměty, ztrácí svoji funkčnost. Poškození lze eliminovat pomocí opravné sady nebo zaslat výrobci.

**Oprava děr a trhlin:**

Díry a trhliny opravujte pomocí opravné sady:

1. Označte poškozené místo a dle jeho velikosti zvolte záplatu. Povrch záplaty i lepeného místa musí být suchý a čistý.
2. Na obě lepené plochy naneste vrstvu lepidla.
3. Po zavaznutí vrstvy lepidla přiložte záplatu na poškozené místo, přitlačte velkou silou a zatížejte nebo ji zaváležte válečkem na rovném podkladu.
4. Po provedené opravě nechte zaschnout po dobu 24 hodin.

**Při nutnosti provedení složitější opravy doporučujeme zaslat výrobci.**

**SKLADOVÁNÍ:**

Skladujte v čistých a suchých skladovacích prostorech bez přímého působení tepla a slunečního světla, prostředí nesmí obsahovat ozón a výpary z rozpouštědel. Doporučujeme skladovat soupravu v příslušném obalu.

**Životnost výrobku závisí na četnosti používání a na dodržování předepsané údržby a způsobu skladování.**

**POKYNY PRO LIKVIDACI:**

Výrobek určený k likvidaci předejte oprávněné firmě provádějící odběr a likvidaci odpadu.

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS:**

Záruka je poskytnuta po dobu 24 měsíců od data prodeje.

V této záruční době opraví EGO Zlín, spol. s r.o. kompletně všechny závady způsobené vadou materiálu nebo zpracováním u výrobce.

Záruka se nevztahuje na běžné fyzické opotřebení, na vady způsobené nesprávným zacházením uživatele a na mechanické poškození.

EGO Zlín, spol. s r.o. zajišťuje záruční i pozáruční servis po celou dobu životnosti výrobku. **Výrobek musí být dodán k opravě čistý a dezinfikovaný!**

**UPOZORNĚNÍ:**

Výrobce nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za nevhodné použití výrobku.