

Uživatelský Manuál

MedSource Total Lifter je přepravní jednotka s nosností do 450 kg. Jednotka musí být umístěna tak, aby podpěrné popruhy rukojeti byly na straně naproti pacientovi. Total Lifter je používán profesionálními pracovníky ke zvedání a přepravě / převozu pacientů. K zajištění bezpečné přepravy / přepravy se doporučuje použít alespoň 4 osoby, čímž se sníží možnost nehody nebo zranění. Uchopte rukojeti v souladu s osobami, které se zvedají na opačných stranách jednotky (NEPŘEKROČTE RUKOJEŤ). Total Lifter je speciálně určen pro použití, když není potřeba stabilizace páteře nebo trakce přepravovaného pacienta. Pokud je zvedák Total Poškozený, roztřepený, rozřezaný nebo znečištěný, vyměňte jej za nový.

⚠ Instrukce
MedSource Total Lifter je navržen jako list pro nouzový ruční přenos, který mohou používat minimálně čtyři lidé, přičemž se doporučuje 6 osob. Total Lifter zvedá, pohybuje a extrahuje oběti a pacienty.

Krok 1: Plachta je umístěna po celé délce pod pacienta.

Krok 2: Každá osoba uchopí dvě (jedna na každou ruku) držadla.

Krok 3: Použitím pouze doporučené / schválené a správné bezpečnostní techniky je pacient odpovídajícím způsobem zvednut a přesunut.

Velikost a hmotnost

107 x 210 cm; 900 g

Materiál

Polyesterová vlákna - netkaná a tkaná s antimikrobiálními vlastnostmi.

Váhové hodnocení

Podporuje až 450 kg

Nosnost jedné rukojeti je 100 kg

Odolnost proti tekutinám

Odolný vůči následujícím tekutinám:

Oleje, alkohol, slabé čisticí kapaliny, převodové kapaliny a brzdové kapaliny

Obal








1 za polybag

10 za karton


Distributor ČR:
ALFA-RESCUE s.r.o.
Čiklova 637/13
128 00 Praha 2 – Nusle
Czech Republic
IČ: 24227331
DIČ: CZ24227331
www.alfarescue.cz

Total Lifter
MS-95200

REF

	Viz návod k použití
	Nesterilní
	Pozor, prostudujte si průvodní dokumenty
	Výrobce
	Zástupce EHP
	Katalogové číslo
	Nepoužívejte opakovaně



 MedSource Labs
8600 Shelby Court, Chanhausen, MN 55317 USA
01 952-472-0131
www.medsourcelabs.com

 MedSource Europe GmbH
Robert-Bosch-Str. 19; 73117 Wangen, Germany
+49 (0) 71 61 - 98 34 999
info@medsourcelabs.com