



Re: Údržba AED HeartSine

Všechny přístroje HeartSine AED provádějí komplexní týdenní autotest, který majitele přístroje upozorní, pokud přístroj vyžaduje servis. LED indikátor stavu na přední straně AED bliká zeleně, když zařízení projde týdenním autotestem. Pokud zařízení vyžaduje servis, indikátor bliká červeně spolu se zvukovým "pípnutím", které upozorňuje na stav zařízení.

Uživatelská příručka k našim AED doporučuje provádět pravidelnou vizuální kontrolu indikátoru stavu každý týden. Je třeba poznamenat, že ačkoli se jedná o doporučení, nejedná se o povinnost majitele zařízení. Navrhovali bychom, aby alespoň měsíční vizuální kontrola přístroje byla reálnou možností, jak zajistit připravenost přístroje.

Každoroční kontrola AED není vyžadována.

Mnohokrát děkujeme za vaši pozornost věnovanou výrobkům HeartSine.

S pozdravem,

Dr. Peter O'Hare

Globální produktový manažer

HeartSine AED

Physio-Control, nyní součást společnosti Stryker



Re: Maintenance of HeartSine AEDs

05 December 2017

Dear Valued Customer,

All HeartSine AEDs perform a comprehensive weekly self-test that will alert the device owner if the device requires service. The LED status indicator on the front of the AED flashes green when the device has passed its weekly self-test. If the device requires service, the indicator light will flash red in tandem with an audible "beep" to draw attention to the device status.

The User Manual for our AEDs recommends that regular visual inspection of the status indicator is performed on a weekly basis. It should be noted whilst this is a recommendation, it is not a mandate on the part of the device owner. We would suggest at the very least, that a monthly visual inspection of the device is a viable option to ensure device readiness.

There is no annual inspection of AEDs required.

Many thanks for your consideration of HeartSine products.

Regards,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter O'Hare".

Dr Peter O'Hare

**Global Product Manager
HeartSine AEDs
Physio-Control, now part of Stryker**