

Návod na použitie

NÁZOV PRODUKTU:

**I.V. KANYLA NA JEDNO POUŽITIE
CHIRAFLEX**

ZNAČKA:

ÚČEL POUŽITIA:

- I.V. kanyla na jedno použitie je určená na prístup do periférneho vaskulárneho systému na podávanie tekutín a liekov a na odber krvi pacientovi.

URČENÍ POUŽÍVATELIA:

- Zdravotníckymi pracovníkmi s príslušnými znalosťami o používaní týchto typov zdravotníckych pomôcok. I.V. kanyly na jedno použitie sú jednoduché a dobre známe produkty.

URČENÁ POPULÁCIA PACIENTOV:

- Výrobca nestanovil žiadne osobitné požiadavky alebo obmedzenia používania, pokiaľ ide o populáciu pacientov alebo používateľskú skupinu.

KONTRAINDIKÁCIE:

- Infúzna súprava sa nemá používať na iný účel než na uvedený plánovaný účel.
- Podávanie vysokoviskózných tekutín.
- Rozsiahla transfúzia krvi.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Vyberte si správnu veľkosť I.V. kanyly. Vždy používajte čo najmenšiu veľkosť kanyly na adekvátne I.V. podanie požadovaných tekutín.
 2. Starostlivo zvolte a očistite miesto napichnutia žily pacienta.
 3. Vyberte I.V. kanylu z balenia.
 4. Odstráňte kryt ihly a uchopte I.V. kanylu za náboj ihly a injekčný port (ak je injekčný port k dispozícii).
 5. Kanylu zavedte do žily pod malým uhlom a skontrolujte, či sa v prietokovej komore nachádza krv, aby ste si overili, či bola žila napichnutá správne.
 6. Katéter zasúvajte do žily a zároveň opatrne vytiahnite ihlu rýchlym a plynulým pohybom rovnobežným s pokožkou. Dôrazne upozorňujeme, že počas vytahovania ihly sa ihlu nesmie otáčať (ani v smere, ani proti smeru hodinových ručičiek).
 7. Ihlu okamžite zlikvidujte odložením do kontajnera na ostré predmety.
 8. Vytečeniu krvi zabránite pritlačením palca na žilu, v mieste alebo nad hrotom katétra.
 9. Ihlu vymeňte buď za I.V. hadičku infúznej súpravy, alebo za zátku Luer Lock.
 10. Krídelská kanyla prílepte na pokožku pacienta.
 11. Miesto vpichu prekryte sterilným obväzom.
 12. Lieky môžu byť prerusované podávané pomocou striekačky cez injekčný port, po odstránení jeho krytu.
 13. Ak sa injekčný port nepoužíva, má mať nasadený kryt.
 14. Miesto napichnutia žily pravidelne kontrolujte na prítomnosť reakcií a kontrolujte aj všetky spojenia.
- POZNÁMKA: Body 10., 12. a 13. sa týkajú len I.V. kanyly s injekčným portom a krídelkami.

UPOZORNENIA:

- Pred použitím si prečítajte pokyny. Produkt by sa mal používať podľa návodu na použitie.
- Pred použitím skontrolujte, či sú produkt a balenie neporušené, ako aj dátum expirácie.
- Produkt nepoužívajte, ak je ochranný kryt uvoľnený alebo chýba.
- Nepoužívajte, ak je balenie otvorené alebo poškodené.
- Produkt použite okamžite po otvorení jednotlivých blistrov.
- Na mieste vloženia alebo v jeho blízkosti nepoužívajte nožnice ani iné pomôcky na rezanie, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo odstrihnutiu katétra.
- Neťahajte ani netlačte katéter nadmernou silou a neohýbajte ho, pretože sa môže poškodiť alebo oddeliť od náboja.
- Vyhňte sa podávaniu vysokoviskózných kvapalín cez injekčný port (platí len pre I.V. kanylu s injekčným portom).
- Nepokúšajte sa znova vložiť čiastočne alebo úplne vytiahnutú ihlu.
- Nesterilizujte opakovane. Po jednom použití súpravu zlikvidujte.
- Opakované použitie a čistenie produktu môže zmeniť jeho štruktúrne a mechanické vlastnosti. Môže to spôsobiť infekciu alebo iné ochorenie/ujmu na zdraví.
- Pomôcka sa má vymeniť a zlikvidovať podľa schváleného protokolu alebo usmernení v zariadení.
- Skladujte pri teplote 5 – 35 °C, chráňte pred nadmerným teplom, priamym slnečným svetlom a vlhkom.
- Spoločnosť **CHIRANA T. Injecta** nebude zodpovedná za žiadne priame, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z opakovaného alebo nesprávneho použitia produktu.
- Zdravotníckemu pracovníkovi alebo výrobcovi oznámte všetky incidenty spojené so zdravotnou pomôckou.

CHIRANA T. Injecta, a.s.

Nám. Dr. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
Slovenská republika
Tel.: +421/32/7709 991

www.t-injecta.com



Tento produkt spĺňa požiadavky
nariadenia 2017/745



Krehké, vyžaduje sa opatrná
manipulácia



Chráňte pred slnečným
žiarením



Uchovávať v suchu



Výstraha



Prečítajte si návod na použitie



Nepoužívajte opakovane



Nesterilizujte opakovane



Nepoužívajte, ak je balenie
poškodené



Katalógové číslo



Kód šarže



Dátum výroby



Použiteľné do



Sterilizované pomocou etylénoxidu



Jednoduchý sterilný bariérový systém



Jednoduchý sterilný bariérový systém
s vonkajším ochranným balením



Distribútor



Teplotný limit



Výrobca



Nepyrogénne



Neobsahuje DEHP



Neobsahuje LATEX



Neobsahuje PVC



Jedinečný identifikátor pomôcky



Zdravotnícka pomôcka