



### Instructions For Use

The Piranha Trauma Shears are intended to assist with the removal of clothing to allow access to wound areas and to cut gauze as required for treatment. To use product, insert thumb into the small hole of the shears and middle finger and ring finger into the larger hole of the shears. When cutting clothing, place the shears with the blunt folded tip toward the patient. Use the free hand to grasp the clothing and assist in the cutting process. To cut with the shears, use the fingers to open and close the shears as the cutting hand applies forward pressure to the shears. Only reuse shears after they have been properly cleaned (see cleaning and storage section). Replace shears when product becomes dull or no longer functions as intended. Shears are NOT STERILE and are not intended for use in cutting live tissue.

Note: If you need additional guidance to use this product, please contact a healthcare professional. Any serious incident that occurs in relation to the device shall be reported to the manufacturer and to the competent authority in which the user/patient is established.

### Cleaning and Storage

Per manufacturer's recommendation, after removing visible contaminants from the device, use an alcohol, chlorine, or hydrogen peroxide based cleanser, ensuring wet contact times are appropriate for the contaminant. Dry shears when clean.

Store Piranha Shears in a clean and dry condition.

### Limited Warranty

The products and components contained in this package are medical devices intended solely for use as instructed. Tytek Medical Inc. warrants that the products and components are free from defects in material and workmanship and fit solely for use as medical devices for the specific purpose described in the manual for a period of 12 months from the date of shipment by TyTek Medical Inc. Any use of the products or components beyond the specific use described in this manual, voids this limited warranty. EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, TYTEK MEDICAL INC. MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OF IMPLIED, REGARDING THE PRODUCTS OR COMPONENTS AND SPECIFICALLY DISCLAIMS THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

This item sold and to be used strictly per terms and conditions at www.tytekmedical.com



### Istruzioni per l'uso

Le forbici chirurgiche Piranha sono destinate ad agevolare la rimozione degli indumenti per consentire l'accesso alle zone delle ferite e per tagliare le garze come richiesto per il trattamento. Per usare il prodotto, inserire il pollice nel foro più piccolo delle forbici e il medio e l'anulare in quello più grande. Per tagliare gli indumenti, posizionare le forbici con la punta arrotondata rivolta verso il paziente. Usare la mano libera per afferrare l'indumento e agevolare il processo di taglio. Per tagliare, usare le dita per aprire e chiudere le forbici mentre la mano che esegue il taglio applica ulteriore pressione sulle stesse. Riutilizzare le forbici solo dopo averle adeguatamente pulite (vedere la sezione "Pulizia e conservazione"). Sostituire le forbici quando il prodotto diventa opaco o non funziona più come previsto. Le forbici NON SONO STERILI e non sono destinate a essere utilizzate per tagliare tessuti vivi.

Nota: per ulteriori indicazioni sull'uso del prodotto, rivolgersi a un professionista sanitario. Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere prontamente segnalato al produttore e alle autorità che hanno competenza territoriale sull'utente/sul paziente.

### Pulizia e conservazione

Secondo le raccomandazioni del produttore, dopo aver rimosso i contaminanti visibili dal dispositivo, usare un detergente a base di alcol, cloro o perossido di idrogeno, assicurandosi che il tempo di contatto sia adatto al contaminante. Asciugare le forbici una volta pulite.

Conservare le forbici Piranha in un luogo pulito e asciutto.

### Garanzia limitata

I prodotti e i componenti contenuti in questa confezione sono dispositivi medici da utilizzare esclusivamente secondo le istruzioni. TyTek Medical Inc. garantisce che i prodotti e i componenti sono privi di difetti nei materiali e nella manifodera e idonei esclusivamente per l'utilizzo come dispositivi medici per le finalità specifiche descritte nel manuale per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di spedizione eseguita da TyTek Medical Inc. Qualsiasi utilizzo dei prodotti o componenti diverso da quello specificato descritto nel manuale renderà nulla la presente garanzia limitata. FATTO SALVO QUANTO STABILITO NEL PRESENTE DOCUMENTO, TYTEK MEDICAL INC. NON FORNISCE ALCUNA ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, RIGUARDANTE I PRODOTTI O I COMPONENTI ED ESCLUDE NELLO SPECIFICO LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE.

Il presente articolo, una volta acquistato, va utilizzato esclusivamente in conformità con i termini e le condizioni riportati all'indirizzo www.tytekmedical.com



### Mode d'emploi

Les ciseaux Trauma Piranha sont conçus de manière à faciliter le retrait de vêtements pour pouvoir accéder aux plaies et découper la quantité de gaze nécessaire pour le soin. Pour utiliser le produit, insérez le pouce dans le petit orifice des ciseaux, et le majeur et l'annulaire dans l'orifice plus grand. Pour découper un vêtement, orientez les lames dentelées des ciseaux avec le bout émoussé et arondi vers le patient. Tenez le vêtement avec votre main libre pour faciliter la découpe. Pour couper avec les ciseaux, ouvrez et fermez les ciseaux avec les doigts tout en poussant les ciseaux vers l'avant avec la main qui coupe. Ne réutilisez les ciseaux qu'après les avoir correctement nettoyés (voir la section Nettoyage et stockage). Remplacez les ciseaux quand le produit ternit ou ne fonctionne plus comme prévu. Les ciseaux ne sont PAS STÉRILISÉS et ne sont pas destinés à être utilisés pour découper des tissus vivants.

Remarque : Pour plus de conseils sur la façon d'utiliser ce produit, contactez un professionnel de la santé. Tout incident grave survenant en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente dans laquelle l'utilisateur ou patient est établi.

### Nettoyage et stockage

Selon les recommandations du fabricant, après avoir retiré les contaminants visibles du dispositif, utilisez un nettoyant à base d'alcool, de chlore ou de peroxyde d'hydrogène, en vous assurant que les temps de contact humides sont adaptés au contaminant. Séchez les ciseaux après nettoyage.

Ranger les ciseaux Piranha dans un environnement propre et sec.

### Garantie limitée

Les produits et composants contenus dans cet emballage sont des dispositifs médicaux destinés à être utilisés uniquement comme indiqué. Tytek Medical Inc. garantit que les produits et composants sont exempts de tout défaut de matériel et de fabrication, et qu'ils sont uniquement destinés à être utilisés en tant que dispositifs médicaux pour l'usage spécifique décrit dans le manuel, et ce sous 12 mois à compter de la date d'expédition par TyTek Medical Inc. Toute utilisation des produits ou des composants au-delà de l'usage spécifique décrit dans ce manuel annulera cette garantie limitée. SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTS, TYTEK MEDICAL INC. N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR LES PRODUITS OU LES COMPOSANTS ET REJETTE SPÉCIFIQUEMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cet article est vendu et doit être utilisé strictement selon les conditions générales indiquées à l'adresse www.tytekmedical.com



### Indicaciones de uso

Las tijeras para traumatismo Piranha se han diseñado para ayudar en la retirada de prendas a fin de facilitar el acceso a áreas de heridas y para cortar gasa según lo requiera el tratamiento. Para usar el producto, inserte el pulgar en el orificio pequeño de las tijeras y los dedos corazón y anular en el orificio más grande. Cuando corte prendas, coloque las tijeras con la punta doblada roma hacia el paciente. Utilice la mano libre para sujetar la prenda y ayudar en el proceso de corte. Para cortar con las tijeras, use los dedos para abrir y cerrar las tijeras conforme la mano que corta aplica una presión hacia adelante. Vuelva a utilizar las tijeras únicamente después de que se hayan limpiado correctamente (consulte el apartado sobre limpieza y almacenamiento). Sustituya las tijeras cuando el producto deje de estar afilado o ya no funciona según lo previsto. Las tijeras NO SON ESTÉRILES y su uso previsto no incluye el corte de tejido vivo.

Nota: Si necesita asesoramiento adicional para usar este producto, póngase en contacto con un profesional sanitario. Todo incidente grave que se produzca en relación con el dispositivo deberá notificarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que reside el usuario/paciente.

### Limpeza y almacenamiento

Según la recomendación del fabricante, tras eliminar los contaminantes visibles del dispositivo, utilice un producto de limpieza con base de alcohol, cloro o peróxido de hidrógeno, asegurándose de que los tiempos de contacto húmedo sean los adecuados para el contaminante. Seque las tijeras cuando estén limpias.

Guarde las tijeras Piranha cuando estén limpias y secas.

### Garantía limitada

Los productos y componentes incluidos en este embalaje son dispositivos médicos destinados exclusivamente para el uso indicado. TyTek Medical Inc. garantiza que los productos y componentes no presentan defecto alguno en el material y la mano de obra y que son aptos exclusivamente para su uso como dispositivos médicos para la finalidad específica descrita en el manual durante un periodo de 12 meses desde la fecha de envío por parte de Tytek Medical Inc. Cualquier uso de los productos o componentes que no sea el uso específico descrito en este manual, anula la garantía limitada. SALVO LO INDICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, TYTEK MEDICAL INC. NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EN RELACION CON LOS PRODUCTOS O COMPONENTES Y RECHAZA EXPLICITAMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

Este producto se debe vender y utilizar estrictamente según los términos y condiciones disponibles en www.tytekmedical.com



### Gebrauchsanweisung

Die Piranha Traumaschere dienen zum Entfernen der Kleidung von Wunden, um dieselben freilegen zu können und Gaze für die Wundversorgung zurechtzuschneiden. Für eine sichere Anwendung platzieren Sie den Daumen in das kleinere Loch der Schere und in den Mittel- und Ringfinger in das größere Loch. Beim Aufschneiden von Kleidungsstücken halten Sie die Schere so, dass die abgestumpfte, gebogenen Spitze zum Patienten zeigt. Um das Schneiden zu erleichtern, halten Sie die Kleidung mit der freien Hand. Für den Schneidevorgang die Schere mit den Fingern öffnen und schließen und gleichzeitig mit der schneidenden Hand etwas Druck nach vorne ausüben. Vor einer neuerlichen Verwendung müssen die Scheren gründlich gereinigt werden (siehe Abschnitt „Reinigung und Aufbewahrung“). Wenn die Schere stumpf wird oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, ist diese zu ersetzen. Die Scheren sind NICHT STERIL und nicht für das Schneiden von lebendem Gewebe geeignet.

Hinweis: Wenn Sie weitere Hilfe für die Benutzung dieses Produktes benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit einer medizinischen Fachkraft auf. Jeder schwerwie-gende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der für den Benutzer/Patienten zuständigen Behörde gemeldet werden.

#### Reinigung und Aufbewahrung

Gemäß den Empfehlungen des Herstellers muss das Produkt vor der Verwendung mit einem Reinigungsmittel auf Alkohol-, Chlor- oder Wasserstoffperoxid-Basis von allfälligen Verschmutzungen gereinigt werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass die für die Verschmutzungen vorgeschriebene Nasskontaktzeit eingehalten wird. Nach der Reinigung Schere abtrocknen.

Piranha Scheren sind sauber und trocken aufzubewahren.

#### Eingeschränkte Garantie

In dieser Packung enthaltene Produkte und Komponenten sind Medizinprodukte, die ausschließlich zur Verwendung durch entsprechend geschultes medizinisches Fachpersonal bestimmt sind. Tytek Medical Inc. garantiert, dass die Produkte und Komponenten frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind und für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum der Lieferung von TyTek Medical Inc. ausschließlich von geschultem medizinischen Fachpersonal für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck als Medizinprodukte verwendet werden dürfen. Jegliche Verwendung der Produkte oder Komponenten über die in diesem Material beschriebene spezifische Verwendung hinaus oder die Verwendung durch eine Person, die nicht geschult oder gesetzlich zur Verwendung der Produkte oder Komponenten befugt ist, führt zum Erlöschen dieser eingeschränkten Garantie. MIT AUSNAHME DER HIER ANGEFÜHRTEN BESTIMMUNGEN ÜBERNIMMT TYTEK MEDICAL INC. KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN IN BEZUG AUF DIE PRODUKTE ODER KOMPLEMENTEN UND LEHNT INSBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB.

Verkauf und Gebrauch dieses Artikels unterliegen ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Tytek Medical Inc. (www.tytekmedical.com)



### Bruksanvisning

As tesouras de trauma Piranha destinam-se a auxiliar na remoção da roupa para permitir o acesso às áreas afetadas, bem como para cortar gaze, conforme necessário para tratamento. Para utilizar o produto, insira o polegar no orifício mais pequeno da tesoura e o dedo do meio e o anelar no orifício maior. Ao cortar roupa, posicione a tesoura de forma à ponta curvada romba estar direcionada para o paciente. Utilize a mão livre para segurar a roupa e auxiliar no processo de corte. Para utilizar a tesoura: abra e feche a tesoura com os dedos, exercendo pressão para a frente com a mão na tesoura. A tesoura só pode ser reutilizada após ter sido submetida a uma limpeza adequada (consultar a secção referente à limpeza e armazenamento). Deve-se proceder à substituição da tesoura quando o produto fica rmo ou deixar de funcionar como pretendido. A tesoura NÃO É ESTÉRIL e não se destina a ser utilizada para cortar tecidos vivos.

Nota: se precisar de orientação adicional para utilizar este produto, contacte um profissional de saúde. Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do país em que se encontra o utilizador/paciente.

### Limpeza e armazenamento


De acordo com a recomendação do fabricante, após a remoção dos contaminantes visíveis do dispositivo, deve-se utilizar um agente de limpeza com álcool, cloro ou peróxido de hidrogénio, e garantir que o tempo de contacto com o líquido é apropriado para o contaminante em questão. Deve-se secar a tesoura, assim que estiver limpa.

Guarde a tesoura Piranha num local limpo e seco.

### Garantia limitada

Os produtos e componentes contidos nesta embalagem são dispositivos médicos destinados exclusivamente a serem utilizados conforme as instruções indicadas. A TyTek Medical Inc. garante que os produtos e componentes estão isentos de defeitos de material e de mão de obra, e são adequados apenas para utilização como dispositivos médicos para o fim específico descrito no manual, durante um período de 12 meses a partir da data de envio pela TyTek Medical Inc. Qualquer utilização dos produtos ou componentes para além da utilização específica descrita neste manual, anula esta garantia limitada. EXCETO CONFORME AQUI ESTABELECIDO, A TYTEK MEDICAL INC. NÃO DÁ OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, RELATIVAMENTE AOS PRODUTOS OU COMPONENTES E DECLINA DETERMINADAMENTE AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM.

Este artigo é vendido e deve ser utilizado estritamente de acordo com os termos e condições indicados em www.tytekmedical.com



### Bruksanvisning

Piranha-traumasaksen er utformet for å assistere ved fjerning av klær for å gi tilgang til sårområder, og for å klippe gabsind etter behov under behandling. For å bruke produktet plasseres tommelen i det lille hullet på saksen og langfingeren og ringfingeren i det store hullet på saksen. Når du klipper klær, plasseres saksen med den stumpe, foldede tuppen mot pasienten. Ta tak i klærne med den ledige hånden for å lette klippingen. For å klippe med saksen brukes fingrene til å åpne og lukke saksen, mens klippelhånden skyver saksen framover. Saksen må kun gjenbrukes etter at den er nøye rengjort (se avsnittet Rengjøring og oppbevaring). Bytt ut sikke STERIL, når den har blitt sløv eller ikke lenger fungerer som den skal. Saksen er IKKE STERIL, og er ikke beregnet for bruk ved skjæring i levende vev.

Merk: Hvis du trenger ytterligere veiledning for å bruke dette produktet, må du kontakte helsepersonell. Enhver alvorlig hendelse som oppstår i sammenheng med enheten, skal rapporteres til produsenten og til vedkommende myndighet der brukeren/pasienten er etablert.

### Rengjøring og oppbevaring

I henhold til produsentens anbefaling, etter at synlige forurensninger er fjernet fra enheten, brukes et alkohol-, klor- eller hydrogenperoksidbasert rensmiddel. Sørg for at tider for våt kontakt er samsvar med kontaminanten. Tørk saksen etter at den er rengjort.

Oppbevar Piranha-saksen ren og tørt.

### Begrenset garanti

Produktene og komponentene i denne pakningen er medisinsk utstyr, og er kun beregnet for bruk som anvist. TyTek Medical Inc. garanterer at produktene og komponentene ikke har defekter i materielle og utformingene, og er kun egnet for bruk som medisinsk utstyr for det spesifikke formålet som er beskrevet i bruksanvisningen i en periode på 12 måneder fra foresendelsesdatoen fra TyTek Medical Inc. All bruk av produktene eller komponentene utover den spesifiserte bruken som er beskrevet i denne bruksanvisningen ugyldiggjør denne begrensede garantien. UTOVER DET SOM ER LAGT FRAM HER, GIR TYTEK MEDICAL INC. INGEN ANDRE GARANTIER, LITTVRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR PRODUKTENE ELLER KOMPONENTENE, OG FRASKRIVER SEG SPESIFIKT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Denne varen skal kun selges og brukes i henhold til vilkår og betingelser på www.tytekmedical.com





## Kullanım Talimatları

Piranha Trauma Makası, yaralanan bölgelele ulaşmak ve gazli bez tedavi için gerektiyi şeklide kesmek için gilyeslerin çarilarimasına yardımcı olmay amaçlamaktadır. Ürünü kullanmak için, başparmagınızı makasın küçük deliğine, orta ve yüzük parmağınızı ise makasın büyük deliğine yerleştirin. Gilyesleri keserken, makasın küt kısmı hastaya dönük olacak şekilde tutun. Gilyesli kayrarak kesme işleminde yardımcı olmasın için serbest bulunan elinizi kullanın. Makasla kesme için, kesim yaptığınız elin parmakları ile makası açıp kapayarak, makasa doğru basınç uygulayın. Sadece iyice temizlendikten sonra makası tekrar kullanın (temizlik ve saklama bölümüne bakın) Makası, Ürün iyice kütleştiğinde veya istenildiginí gibi kullanılmadığında deđiştirin. Makas STERIL DEĞİLDİR ve canlı dokuyu kesmek için kullanılmaz.

Not: Eđer bu ürünü kullanmada ekstra yardıma ihtiyacı duyarsanız, Lütfen profesyonel bir sađık görevlisine iletisime geçin. Ürünün ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olayı üreticiye ve hastanın/kullanıcının bulundugu yerdeki yetkili makama bildirin.

***Garanti***

**Temizleme ve Saklama**

Üreticinin tavsiyesi uyarınca, görünür kirler üründen temizledikten sonra, mevcut kirin giderilmesine uygun bir süre boyunca alkol, klor veya hidrojen peroksit bazlı bir temizleyici ile ıslak kaldığından emin olun. Makas temizlendiğinde kurutun.

Piranha Makası kuru ve temiz bir ortamda saklayın

### Sınırlı Garanti

Bu paketin içindeki ürünler ve bileşenler, sadece talimatlarda belirtilen şekillerde kullanılacak tıbbi malzemelerdir. Tytek Medical Inc. ürünlerin ve bileşenlerin malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu ve Tytek Medical Inc. tarafından sevkiyat tarihinden itibaren 12 ay boyunca, kilavuzda belirtilen amaç için yalnızca tübbi ürün şeklinde kullanıma uygun olduğunu garanti eder. BİRADA BELİRTİLENLERİN HARICİNDE, TYTEK MEDICAL INC., ÜRÜNLER VEYA BİLEŞENLERE DİR, AÇIK VEYA ZİMNİ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ SUNMAZ. SATILABILIRLIK VE BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUKLA ALAKALI ZİMNİ GARANTİLERİ OZELLIKLE REDDER.

Bu ürünün satışı ve kullanımı kesin surette www.tytekmedical.com adresindeki şartlar ve koşullar uyarınca gerçekleştirilir.



## Kasatusjuhend



Piranha traumakäärird on mõeldud abistamiseks rõivate eemaldamisel, et võimaldada ligipääsu haavapiirkondadele ja lõigata marliidernäe ravile vastavasse suurusse. Toote kasutamiseks pange põial käärde väikesel avasse ja keskmine sõrm ja sõrmusesõrm käärde suuremasse avasse. Rõivaste lõikamiseks pange käärde tõmp ots patiensidi poole. Kasutage vaba käit rõivastest kinni pühkimiseks ja aidade sellelega lõikamiseks kaasa. Käärdega lõikamiseks kasutage sõrmi liikumisele ja sulgemiseks, avaldades lõikava käega korrald käärde edasi liikumisele. Kasutage kääre uuesti ainult siis, kui need on suurevalt puhastatud (vaadake puhastamise ja houstamise jaotisi). Vahetage käärid välja, kui toode muutub tuhmkis või ei toimi enam nagu mõeldud. Käärid EI OLE STERILSED ega ole mõeldud eluskoe lõikamiseks.

Märkus! Kui te vajate täiendavaid juhiseid toote kasutamise kohta, pöörduge oma tervishoiuspetsialisti poole. Kõikideid seadmete seoses erinevatel tõiustest juhtumitest tuleb teatada tootjale ja selle riigi pädevalle asutusele, kus kasutaja/ patsient asub.

***Garanti***

## Puhastamine ja houstamine

Vastavalt tootja soovitusetele kasutage pärast seadmelt nähtava saaste eemaldamist alkoholi-, kloori- või vesinikperoksiidipõhist puhastusvahendit tagades, et märgkontakti aeg oleks saasteainele vastav. Kuivatage käärid, kui need on puhtad.

Hoiustage Piranha kääre puhastes ja kuivades tingimustes.

## Piiratud garantii

Selles pakendis olevad tooted ja komponendid on meditsiiniseadmed, mis on mõeldud kasutamiseks ainult vastavalt juhistele. Tytek Medical Inc. garanteerb, et tooted ja komponendid on vabad materjali- ja tüõdeväidetest ning sobivad kasutamiseks meditsiiniseadmetena ainult eriotarbed, mida on juhendis kirjeldatud, 12 kuu jooksul alates ettevõtte Tytek Medical Inc. poolt toodete tarnimise kuupaevast. Toodete või komponentide kasutamine käesolevas juhendis kirjeldatud konkreetset kasutusviisist muul viisil toob kaasa selle piiratud garantii kehtetuse. VALJA ARVATUD SINI TOODU, EI ANNA TYTEK MEDICAL INC. TOODETE VÕI KOMPONENTIDE SUHITES MUID SELGESUINALISI EGA VIDATUD GARANTISIID NING LOOUB SPETSIFIILSET KAUBELDADUVISE JA EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA KAUDSETE GARANTIIIDE ANDMISEST.

Seda eset müüakse ja seda tuleb kasutada rangelt veebisaidilt www.tytekmedical.com leitavate tingimuste kohaselt.



## Návod k použití

Traumatologické nůžky Piranha jsou určeny k usnadnění odstraňování oděvu za účelem vytvoření přístupu k poraněným oblastem a ke střihání gázy potřebné v průběhu ošetření. Při používání výrobku vložíte palec do malého otvoru nůžek a prostředníček s prsténčkem do většího otvoru nůžky. Při střihání oděvu přiložte nůžky tvrdým zahnutým hrotem směrem k pacientovi. Volnou rukou uchopte oděv a pomáhejte si při střihání. Při střihání otevřete je a zavřete nůžky prsty, zatímco stříhající ruka vyvíjí na nůžky tlak směrem dopředu. Nůžky použijte znovu až po jejich řádným vyčištění (viz část čišění a skladování). Jakmile se nůžky otupí nebo přestanou fungovat podle určení, výrobek vyměňte. Nůžky NEJSOU STERILNÍ a nejsou určeny ke střihání živých tkání.

Poznámka: Potřebujete-li další pokyny k použití tohoto výrobku, obraťte se na zdravotnického pracovníka. Jakákoliv závažná onemocnění, která dojde v souvislosti s tímto prostředkem, musí být hlášena výrobcí a příslušnému orgánu, pod který úzivateľ/pacient spadá.

***Garanti***

### Čišění a skladování

Po odstranění viditelných nečistot z prostředků použijte podle doporučení výrobce čističí prostředek na bázi alkoholu, chloru nebo peroxidu vodíku a čistěte, aby doba kontaktu za mokra byla přiměřená pro danou nečistotu. Zajistěte, aby doba kontaktu za mokra byla přiměřená pro danou nečistotu. Zajistěte, aby doba kontaktu za mokra byla přiměřená pro danou nečistotu.

Nůžky Piranha skladujte v čistém a suchém stavu.

## Omezená záruka

Výrobky a součásti obsažené v tomto balení jsou zdravotnické prostředky určené výhradně pro použití podle pokynů. Společnost Tytek Medical Inc. zaručuje, že výrobky a součásti jsou bez vad materiálu a zpracování a jsou vhodné pro použití jako zdunnated prostředky pro konkrétní účel popsaný v návodu po dobu 12 měsíců od data odešlání společnosti Tytek Medical Inc. Jakékoli použití výrobků nebo součástí nad rámec specifikého použití popsaného v tomto návodu ruší platnost této omezené záruky. S VÝNIMKOU PŘÍPADŮ ÚVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU SPOLEČNOST TYTEK MEDICAL INC. NEPOSKYTNJE ŽADNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VYSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLADNÉ, TYKA JIKČI SE VÝROBKŮ NEBO SOUČÁSTÍ A VYSLOVNĚ ODVÁNĚ PŘEDPOKLADNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHDNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

Toto zboží je prodáváno a používáno výhradně v souladu s podmínkami uvedenými na adrese www.tytekmedical.com.



## Instruktioner til brug

Piranha Traume Saks er beregnet til at hjælpe med at fjerne tyj for at give adgang til sårområder og til at klippe gæve, som det er nødvendigt for at behandle. For at bruge produktet skal du stikke tomfingleren ind i det lille hul på saksen og sætte langfingeren og ringfingeren ind i det store hul på saksen. Når du klipper tykt, skal du placere saksen med den stump, foldede spids mod patienten. Brug den frie hånd til at gribe fat i tøjet og hjælpe med at skære det til. For at klippe med saksen skal du bruge fingrene til at åbne og lukke saksen, mens klippehånden lægger et fremadrettet pres på saksen. Brug kun saksen igen, når den er blevet rengjort korrekt (se afsnittet om rengøring og opbevaring). Udskift saksen, når produktet bliver sløvt eller ikke længere fungerer efter hensigten. Saksen er IKKE STERIL, og er ikke beregnet til at blive brugt til at skære levende væv.

Bemærk: Kontakta vårdpersonal om du behøver ytterligere veđledning til at bruge dette produkt. Skal du kontakte en sunhedsperson. Enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente myndighed, hvor brugeren/patienten er etableret.

***Garanti***

### Rengøring og opbevaring

Brug et rengøringsmiddel baseret på alkohol, klor eller hydrogenperoxid efter rengøringsanbefaling efter fjernelse af synlige forureninger fra udstyret, idet du sikrer, at vådkontakttiden er passende for forureningen. Tør saksen, når den er ren.

Opbevar Piranha-saksen i en ren og tør tilstand.

## Begrænset garanti

Produktene og komponenterne i denne pakke er medicinsk udstyr, der udelukkende er beregnet til brug af behørigt uddanned sundhedspersonale. Tytek Medical Inc. garanterer, at produktene og komponenterne er fri for materielle- og fabrikationsfejl og udelukkende er egnet til brug som medicinsk udstyr til det specifikke formål, der er beskrevet i manualen, af uddannet sundhedspersonale i en periode på 12 måneder fra datoen for forsendelse fra Tytek Medical Inc. Enhver brug af produktene eller komponenterne ud over den specifikke brug, der er beskrevet i denne manual, eller af en person, der ikke er uddannet eller ikke er lovligt autoriseret til at bruge produktene eller komponenterne, gør denne begrænsede garanti ugyldig. MED UNDERFORSTÅELSE AF DET HERI ANFØRTE, ER TYTEK MEDICAL INC. INGEN ANDRE GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER ANTYDEDE, VEDSÆRENDE PRODUKTERNE ELLER KOMPONENTERNE OG FRASKRIVER SIG SPECIFIKT DE ANTYDEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Denne vare sælges og skal bruges strengt i henhold til vilkår og betingelser på www.tytekmedical.com



## Bruksanvisningar

Piranha traumasaxar är avsedda att hjälpa till med att ta av kläder för att tillåta åtkomst till sårområden och för att klippa gasväv efter behov för behandling. För att använda produkten, för in tummen i det lilla hålet på saxen och långfinger och ringfinger i det större hålet på saxen. När du klipper kläder, placera saxen med den trubbiga vikta spetsen mot patienten. Använd den fria handen för att ta tag i kläderna och hjälpa till med klippningen. För att klippa med saxen, använd fingrarna för att öppna och stänga saxen medan den klippande handen trycker saxen framåt. Äteranvänd endast saxar efter att de har rengjorts ordentligt (se avsnittet Rengöring och förvaring). Byt ut saxen när produkten blir matt eller inte längre fungerar som avsett. Saxar är INTE STERILA och är inte avsedda för att skära levande vävnad.

Obs! Kontakta vårdpersonal om du behöver ytterligare vägledning för att använda denna produkt. Alla tillverkarens incidenter som inträffar i samband med produkten ska rapporteras till livverikaren och till den behöriga myndighet där användaren/patienten är baserad.

***Garanti***

### Rengöring och förvaring


Enligt tillverkarens instruktioner ska man, efter att ha avlägsnat synlig smuts från enheten, använda ett alkohol-, klorin- eller väteperoxidbaserat rengöringsmedel och se till att det appliceras tillräckligt länge för att avlägsna den aktuella typen av smuts. Torka saxen när den är ren.

Förvara Piranha-saxar under rena och torra förhållanden.

## Begränsad garanti

De produkter och komponenter som finns i denna förpackning är medicintekniska enheter som endast är avsedda för de ändamål som beskrivs här. Tytek Medical Inc. garanterar att produkten och komponenterna är fria från defekter i material och utförande och endast är avsedda att användas som medicintekniska enheter för det ändamål som beskrivs i bruksanvisningen under en period på 12 månader från leveransdatumet från Tytek Medical Inc. Användning av produkterna eller komponenter utöver det specifika ändamål som beskrivs i denna manual ogiltiggör denna begränsade garanti. FÖRUTOM SOM BESKRIVT HÄR, GÖR TYTEK MEDICAL INC. INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYKKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, RÖRANDE PRODUKTEN ELLER KOMPONENTERNA OCH FRASKRIVER SIG SPECIFIKT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLVBARHED OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SVTFE.

Denna produkt säljs och ska användas strikt enligt villkoren på www.tytekmedical.com



## Naudojimo instrukcija

Traumos žirkles „Piranha“ skirtos padėti nuimti drabužius, kad būtų galima pasiekti žaizdas, ir nukirpti marlę, jei to reikia gydymui. Norėdami naudotis gaminiu, įsikite nyktį į mažąją, o vidurinį ir bevardį pirštus – į didesniąją žirklių angą. Kirpdami drabužius, nukreipkite žirkles buku užtenktu galu į paciento pusę. Laisvąja ranka suimkite drabužius ir padėkite kirpti. Norėdami kirpti žirkliams, pirštais laikykite ir uždarykite žirkles, kerpančiąja ranka stumdami žirkles į priekį. Žirkles pakartotinal naudokite tik tinkamai išvalytas (žr. skyrių, kuriame aprašytas valymas ir laikymas). Pakaiskite žirkles, kai jos atšimpa arba neabeikia savo funkcijų. Žirkles NĖRA STERILIOS ir nėra skirtos gyviems audiniams pjauti.

Pastaba. Jei jums reikia daugiau patarimų, kaip naudoti šį gaminį, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą. Apie visus su priemone susijusius rimtus incidentus pranešama gamintojui ir šalies, kurioje yra įsikūręs naudotojas arba gyiena pacienas, kompetentingam tarnybui.

### Valymas ir laikymas

Pagal gamintojo rekomendaciją, pašalinę nuo įtaiso matomus nešvarumus, valykite alkoholio, chloro arba vandenioli peroksido pagrindu pagamintu valikliu, užtikrindami, kad skysčio kontaktas laikas atitiktų teršalų kieki. Nuvalytas žirkles išdžiovinkite.

Laikykite „Piranha“ žirkles švarioje ir sausoje vietoje.

## Ribotoji garantija

Šioje paketuje esantys gaminiai ir komponentai yra medicinos priemonės, skirtos naudoti tik laikinai nurodymų „Tytek Medical Inc.“ garantuoja, kad gaminiai ir komponentai yra be medžiagų ir gamybos defektų ir yra tinkami naudoti tik kaip medicinos priemonės, kurias pagal instrukcijose aprašytą paskirtį galima naudoti 12 mėnesių nuo išsiuntimo iš „Tytek Medical Inc.“ dienos. Bet koks gaminių ar komponentų naudojimas ne pagal šioje instrukcijoje nurodytą konkrečią paskirtį panaikina šią ribotąją garantiją. ISSKYRUS TAI, KAS ČIA NURODYTA, TYTEK MEDICAL INC. NESUTEIKIA JOKIŲ KITŲ AŠKŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU GAMINIAMS AR KOMPONENTAIS, IR KONKREČIAI ATSIKASO NUMANOMŲ TINKAMUMO PARDOTŲ IR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLŲ GARANTIJŲ.

Ši prekė parduodama ir turi būti naudojama griežtai pagal sąlygas, pateiktas www.tytekmedical.com.



## Használati utasítás

A Piranha kötszervágó ollót a kezeléshez szükséges géz vágására és a sebfelszínéhez való hozzáférés érdekében a ruházat eltávolítására tervezték. A termék használatához helyezze a hüvelykujját az olló kisebb nyílásába, a középső és a gyűrűsujját pedig az olló nagyobbik nyílásába. Ruházat vágásakor az ollót a tompa, behajlított hegyével tartsa a beteg felé. A szabad kezével fogja meg a ruhadarabot, és segítse a vágási folyamatot. Az ollóval való vágáshoz használja az ujait az olló nyitására és zárására, miközben a vágó kéz előre irányuló nyomást gyakorol az ollóra. Az ollót csak megfelelő tisztítás után használja újra (lásd a Tisztítás és tárolás című részt). Cserélje ki az ollót, ha a termék tompává válik vagy már nem működik rendeltetészerűen. Az olló NEM STERIL, és nem alkalmas élő szövetek vágására.

Megjegyzés: ha a termék használatával kapcsolatban további útmutatásra van szüksége, forduljon egy egészségügyi szakemberhez. Az eszközzel kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó/beteg székelye szerinti illetékes hatóságknak.

## Tisztítás és tárolás

A gyártó ajánlása szerint használjon alkohol-, klor- vagy hidrogén-peroxid alapú tisztítószert, miután eltávolította a látható szennyeződéseket az eszközzől, biztosítva ezzel, hogy a nedves behatási idő megfeleljen az adott szennyeződéseknek. A tiszta ollót szárítsa meg.

A Piranha ollót tiszta és száraz állapotban tárolja.

## Korlátozott jótállás

A csomagban található termékek és alkatrészek olyan orvostechnikai eszközök, amelyeket kizárólag az utasítás szerinti használatra szántak. A Tytek Medical Inc. szavatolja, hogy a termékek és alkatrészek anyag- és gyártási hibáktól mentesek és kizárólag orvostechnikai eszközként való használatra alkalmasak, a kézikönyvben leirt speciális céra, a Tytek Medical Inc. általi kiszállítás dátumától számított 12 hónapig. A termékek vagy alkatrészek bármely, a jelen kézikönyvben leirt konkrét felhasználáson túli használata érvényteleníti ezt a korlátozott jótállást. AZ ITT MEGHATÁROZOTTAK KIVÉTELVEL A TYTEK MEDICAL INC. NEM VÁLLAL EGYÉB, KIFEJEZETT VAGY HALLGATOLÁGOS JÓTÁLLÁST A TERMÉKEKRE VAGY ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓAN, ÉS KIFEJEZETTEN ELUTASITJA AZ ELADHATÓSÁGÁRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓ HALLGATOLÁGOS JÓTÁLLÁST.

Ez a tétel szigorúan a www.tytekmedical.com webhelyen található szerződési feltételek szerint kerül értékesítésre, és azoknak megfelelően használendő

<sup>[1]</sup> Traumatologické nůžky Piranha jsou určeny k usnadnění odstraňování oděvu za účelem vytvoření přístupu k poraněným oblastem a ke střihání gázy potřebné v průběhu ošetření