

TECHNICKÝ LIST

2,0 LT

SPECIFICKÉ INFORMACE

Kód položky	2020Y
Jmenovitý objem	2,0 lt
Užitný objem	1,6 lt
Rozměry (složené)	143 x 143 x 163 mm
Materiál	Polypropylen
Hmotnost	144 g
Autoklávovatelné	Ano



LOGISTICKÉ INFORMACE

Počet v kartonu	64 ks
Rozměry kartonu	58 x 38 x 43 cm
Počet na paletě	1 408 ks
Rozměr palety	120 x 80 x 235 cm



Certifikace:



EN ISO 23907-1:2019

