

TECHNICKÝ LIST 2030Y

OBRÁZKY JSOU ILUSTRATIVNÍ.
BARVA A POPISKY SE MOHOU LIŠIT OD ILUSTRACÍ.

SPECIFICKÉ INFORMACE

Kód položky	2030Y (DP.10.32)
Jmenovitý objem	3,0 lt
Rozměry	horní část (bez víka): 141x141 mm horní část (s víkem): 143x143 mm (152 mm s rukojetí) spodní část: 114 mm výška bez víka: 233 mm výška s víkem: 235 mm
Síla stěny:	min 1,5 mm
Materiál	Polypropylen
Autoklávovatelné	Ano

LOGISTICKÉ INFORMACE

Počet v kartonu	54 ks
Rozměry kartonu	58 x 38 x 43 cm
Počet na paletě	1 188 ks
Rozměr palety	120 x 80 x 235 cm

Certifikace:



EN ISO 23907-1:2019

Kontejner je vybaven dočasným a konečným uzavřením.
Snadné otevírání a zavírání víka bez odporu, pružení a kolabování kontejneru.
Víka vybavena zářezy pro snadné a bezpečné sejmutí injekčních jehel ze stříkaček bez dotyku rukou. Nádoby nesmí zbytkový plast (ostré výstupky a hrany).
Vhodné k likvidaci ve spalovně spolu s odpadem - spalitelné při teplotách 600 – 1 200 °C.
Nádoby splňovat vyhlášku č. 306/2012 Sb. A zákon č. 258/2000Sb.
Nádoby splňovat vyhlášku č. 273/2021 Sb. Sb. A zákon č. 541/2020 Sb.
Nádoby již při dodávce opatřeny popisovatelnou samolepkou.



CLINIS CZ S.R.O. • KAROLINSKÁ 654/2 • 186 00 KARLÍN • ČESKÁ REPUBLIKA
WWW.CLINIS-CZ.COM • INFO@CLINIS-CZ.COM



LATEX free



SINGLE USE