

TECHNICKÝ LIST

4,0 LT

Barva dodávaného produktu je žlutá s červeným víčkem. Ilustrace jsou pouze ilustrativní.

SPECIFICKÉ INFORMACE

Kód položky	2040Y SB
Jmenovitý objem	4,0 lt (4L SAFETY BOX)
Rozměry	horní část (bez víka): 180x180 mm horní část (s víkem): 151x155 mm (210 mm s rukojetí) spodní část: 144 x 143 mm výška bez víka: 151 mm výška s víkem: 310 mm
Síla stěny:	min 1,5 mm
Materiál	Polypropylen
Autoklávovatelné	Ano



LOGISTICKÉ INFORMACE

Počet v kartonu	50 ks
Rozměry kartonu	60 x 40 x 55 cm
Počet na paletě	800 ks
Rozměr palety	120 x 100 x 235 cm

Certifikace:



EN ISO 23907-1:2019

Kontejner je vybaven dočasným a konečným uzavřením.
Snadné otevírání a zavírání víka bez odporu, pružení a kolabování kontejneru.
Víka vybavena zářezy pro snadné a bezpečné sejmutí injekčních jehel ze stříkaček bez dotyku rukou. Nádoby nesmí zbytkový plast (ostré výstupky a hrany).
Vhodné k likvidaci ve spalovně spolu s odpadem - spalitelné při teplotách 600 – 1 200 °C.
Nádoby splňovat vyhlášku č. 306/2012 Sb. A zákon č. 258/2000Sb.
Nádoby splňovat vyhlášku č. 273/2021 Sb. Sb. A zákon č. 541/2020 Sb.
Nádoby již při dodávce opatřeny popisovatelnou samolepkou.



CLINIS CZ S.R.O. • KAROLINSKÁ 654/2 • 186 00 KARLÍN • ČESKÁ REPUBLIKA
WWW.CLINIS-CZ.COM • INFO@CLINIS-CZ.COM



LATEX free



SINGLE USE