

TECHNICKÝ LIST

5.0L

SPECIFICKÉ INFORMACE

Kód položky	2050Y SB (5.0L SAFETY BOX)
Jmenovitý objem	5,3 lt
Rozměry	horní část (bez víka): 187 x 187 mm horní část (s víkem): 188x189 mm (212mm s rukojetí) spodní část: 153 x 117 mm výška bez víka: 154 mm výška s víkem: 236 mm
Síla stěny:	min 1,5 mm
Materiál	Polypropylen
Autoklávovatelné	Ano

LOGISTICKÉ INFORMACE

Počet v kartonu	40 ks
Počet na paletě	640 ks
Rozměr palety	120 x 80 x 240 cm

Certifikace:



EN ISO 23907-1:2019

Kontejner je vybaven dočasným a konečným uzavřením.
Snadné otevírání a zavírání víka bez odporu, pružení a kolabování kontejneru.
Víka vybavena zářezy pro snadné a bezpečné sejmутí injekčních jehel ze stříkaček bez dotyku rukou.
Nádoby nesmí zbytkový plast (ostré výstupky a hrany).
Vhodné k likvidaci ve spalovně spolu s odpadem - spalitelné při teplotách 600 – 1 200 °C.
Nádoby splňovat vyhlášku č. 306/2012 Sb. A zákon č. 258/2000Sb.
Nádoby splňovat vyhlášku č. 273/2021 Sb. Sb. A zákon č. 541/2020 Sb.
Nádoby již při dodávce opatřeny popisovatelnou samolepkou.

