

Plasti-med®

HADIČKA KE KYSLÍKOVÉ MASCE 2M

REF 130 112

LOT 1310212



2012.02



2017.02



C E0473



DEHP



8 698573 031105



UPOZORNĚNÍ

Nesterilní výrobek na jedno použití pro jednoho pacienta.
Dávejte pozor, aby se hadičky nezkroutily a nerozmačkaly.
Regulaci zdroje kyslíku je nutné provádět oprávněnou osobou.

VŠEOBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

1. Připojovací hadičku těsně nasad'te k přívodu kyslíku.
2. Nastavte potřebný tlak kyslíku a zajistěte jeho přísun pacientovi
3. Ujistěte se, že přísun kyslíku probíhá



Plasti-med Plastik Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.

İrtibat: İstanbul Deri Org. Yan. San. YA/11 İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel: 0090 (216) 591 0 491 Fax: 0090 (216) 591 0 490 WEB: <http://www.plasti-med.com>

Made in TÜRKİYE

Iss. Date 04.06.10 Rev01