



Popis produktu: Nepudrované sterilní latexové chirurgické rukavice

Tento jednorázový zdravotnický prostředek je vyroben z přírodního latexu, který je anatomicky tvarován v pozici s palcem směrem k dlaňové straně ukazováčku, což snižuje únavu na ruku, určený k nošení na ruku obvykle při chirurgických zákrocích, aby poskytoval bariéru proti potenciálně infekčním tekutinám a jiné kontaminaci.

Značení	Použité symboly	Popis	Místo označení
Nepudrované	-	Důkladně osušte ruce před nasazením	Sáček
Nesterilizujte opakovaně		Symbol pro "ne re-sterilizaci"	Sáček, vnitřní karton
Návod k použití		Symbol pro "Pozor, nahlédněte do průvodní dokumentace" nebo "Pozor, viz návod k použití"	Sáček, vnitřní karton
Latex - výstraha		Tento produkt obsahuje přírodní latex, který může způsobit alergické reakce včetně anafylaktické reakce u některých jedinců	Sáček, vnitřní karton
Sterilní balení		Nepoužívejte pokud je balení poškozené nebo mokré	Sáček, vnitřní karton
Riziko opakovaného použití	-	Nepoužívejte opakovaně, opakované použití může způsobit křížové infekce a bezpečnostní kompromis.	Sáček, vnitřní karton
Číslo šarže		Symbol pro "kód šarže." Tento symbol musí být v těsné blízkosti kódu šarže výrobce. Kód šarže může být také označován jako číslo šarže.	Sáček, vnitřní karton, hlavní karton
Výrobce		Symbol pro "výrobce". Tento symbol musí být v těsné blízkosti jména a adresy výrobce	Sáček, vnitřní karton, hlavní karton
Datum výroby		Symbol označující "datum výroby". Symbol musí být v těsné blízkosti k datu, kdy byl produkt vyroben, vyjádřený čtyřmi číslicemi pro rok a dvěma číslicemi pro měsíc, a kde je to vhodné dvěma číslicemi pro daný den.	Sáček, vnitřní karton, hlavní karton




Značení	Použité symboly	Popis	Místo označení
Použijte do		Symbol pro "spotřebujte do". Tento symbol musí být v těsné blízkosti k datu vypršení expirace, jak je uvedeno v EN 28601, vyjádřený čtyřmi číslicemi pro rok a dvěma číslicemi pro měsíc a případně dvěma číslicemi pro daný den. Tento symbol indikuje, že prostředek by neměl být používán po konci zobrazeného měsíce nebo dne, je-li uveden.	Sáček, vnitřní karton, hlavní karton
Sterilizace Etylen Oxidem		Symbol pro metodu sterilizace s použitím etylen oxidu	Sáček, vnitřní karton, hlavní karton
Sterilizace ozářením		Symbol pro metodu sterilizace s použitím ozáření	Sáček, vnitřní karton, hlavní karton
Jednorázový		Symbol pro "ne opakovaně", "na jedno použití" nebo "použit pouze jednou."	Sáček, vnitřní karton, hlavní karton
CE logo		Tento symbol je povinné značení prostředků, které vstupují na evropský trh, vyjadřuje shodu se základními zdravotními a bezpečnostními požadavky stanovené evropskými směnicemi. Symbol může být doprovázen čtyřmístným identifikačním číslem notifikované osoby. Vertikální rozměry nesmí být menší než 5 mm.	Sáček, vnitřní karton, hlavní karton
Podmínky skladování		Symbol označující "Chraňte před slunečním zářením."	Sáček, vnitřní karton, hlavní karton
Podmínky skladování		Symbol používaný k označení, že výrobek by měl být uchováván v suchu	Sáček, vnitřní karton, hlavní karton



KANAM LATEX INDUSTRIES PRIVATE LTD,
12-67C, Ananthanadarkudy,
Kanyakumari District – 629 201
Tamil Nadu, India

NÁVOD K POUŽITÍ - COMFORT PF

Značení	Použité symboly	Popis	Místo označení
EC reprezentant		Symbol pro "Autorizovaného zástupce v Evropském společenství". Tento symbol musí být doprovázeno jménem a adresou autorizovaného zástupce v Evropském společenství, přiléhající k symbolu.	Sáček, vnitřní karton, hlavní karton
Podmínky skladování		Symbol pro "omezení teploty". Horní a dolní teplotní meze budou vyznačeny na obou stranách symbolu	Sáček, vnitřní karton, hlavní karton
Podmínky skladování		Symbol pro "Držte mimo dosah Ozonu"	Sáček, vnitřní karton, hlavní karton
Sériové číslo		Symbol pro "Sériové číslo". Tento symbol by měl být umístěn u, nebo nad, sériovým číslem výrobce.	Karton