


thermCARE - záchranná izolační přikrývka, stříbrno - zlatá, nesterilní



Indikace:

- Určeno k ochraně před nepříznivými vlivy povětrnostních podmínek i před prochladnutím a přehřátím organismu u zraněných osob v nouzi, např. autonehody, nehody při lyžování, horská turistika, sport

Vlastnosti:

- Vyrobeno z z pokovené PE fólie
- Chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami jako chlad, déšť, teplo, vítr, podle strany, která je otočena k tělu oběti, brání život ohrožujícím vychýlením tělesné teploty a snižuje riziko šoku
- Odolná vůči poškození
- Barva: stříbrno - zlatá
- hypoalergenní
- Jednorázové
- Nesterilní
- Doba použitelnosti: 5 let
- Balení: 1 ks / fóliový sáček

Klasifikace ZP: třída I – Nařízení EU 2017/745 (MDR)

Návod na použití: ne

REF	rozměr	jednotkové balení	obchodní balení	transportní balení
KR160210	160 x 210 cm	1ks	12 x 1 ks	20 x 12 ks

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz