

TECHNICKÝ LIST

Diagnostická svítilna Little Doctor LD-V09

Popis a určení

LD-V09 je ruční diagnostická svítilna určená pro primární vizuální diagnostiku. Vysoce intenzivní soustředěný světelný paprsek usnadňuje kontrolu dutiny ústní, sliznice nosohltanu, krku, zevního zvukovodu a povrchu kůže. Výrobce ji doporučuje pro použití lékaři, zdravotními sestrami i pro základní kontrolu v domácích podmínkách.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model	LD-V09
Typ výrobku	Vizuální diagnostický přístroj / diagnostická svítilna
Zdroj světla	LED
Napájení	2 × 1,5 V AAA alkalická baterie (LR03)
Baterie v balení	Ano, 2 ks
Materiál těla	Hliník
Uchycení	Klip pro uchycení, např. v kapse
Další provedení	Držák na vyšetřovací špachtli
Barevné varianty	Oranžová / šedá / fialová
Záruka výrobce	24 měsíců od data zakoupení na výrobní vady
Systém kvality výroby	ISO 13485
Soulad s předpisy	MDR (EU) 2017/745

Použití a výměna baterií

Svítilna se zapíná stisknutím tlačítka. Při výměně baterií otevřete tělo svítilny, vyjměte použité baterie a vložte nové. Polarita: pól „+“ směřuje ke světelnému zdroji. Při delším skladování baterie z přístroje vyjměte.

Upozornění před prvním použitím

Pro zabránění náhodnému zapnutí během přepravy je mezi kontakty uvnitř svítilny vložena izolační (dielektrická) vložka. Před použitím odšroubujte horní plastovou část a vložku odstraňte.

Výrobce / odpovědný subjekt

Výroba pod kontrolou: Little Doctor International (S) Pte. Ltd., Singapore

Výrobce: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., Nantong, Jiangsu, PRC

Evropský subjekt: Little Doctor Europe Sp. z o.o., 57G Zawila Street, 30-390 Krakow, Poland

Poznámka: Technický list byl zpracován podle dokumentace výrobce LE-00V09-2411-03 a produktových informací ALFA-RESCUE. Údaj o konkrétní barevné teplotě světla výrobní dokumentace neuvádí, proto není v technickém listu specifikován.